

# Mietbedingungen

## LAERDAL Little Anne QCPR

Freudenstadt, 01.11.2022

1. Der Mieter prüft den Mietgegenstand direkt nach Erhalt auf Funktion, Sauberkeit und Beschädigungen. Etwaige Mängel sind dem Vermieter vor dem ersten Einsatz per Telefon zu melden.
2. Der Mieter verpflichtet sich, vor dem ersten Einsatz die Bedienungsanleitung zu lesen.
3. Der Mieter hat dafür Sorge zu tragen, dass das Phantom sorgsam behandelt wird.
4. Der Mieter haftet für alle Beschädigungen am Reanimationsphantom, die nicht durch Abnutzung zu erklären und während seiner Mietzeit entstanden sind - auch durch das von ihm beauftragte Personal, Schulungsteilnehmer oder Dritte.  
Beschädigungen sind dem Vermieter umgehend anzuzeigen.
5. Eine Untervermietung, Überlassung oder sonstige Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.
6. Der Mieter verpflichtet sich, das Reanimationsphantom nur zweckgerecht einzusetzen.
7. Verwendungszweck ist das Trainieren von Maßnahmen des Basic Life Support, also Herzdruckmassage, Mund-zu-Mund- / Mund-zu-Nase- und Beutel-Masken-Beatmung.
8. Die Perforation der Brustwand, z.B. zum Trainieren der Entlastungspunktion oder Thoraxdrainage ist ausdrücklich untersagt, sowie das Schminken, Bemalen, o.ä. und Anlegen eines Gerätes zur mechanischen Thoraxkompression.
9. Kleberückstände: Nutzen Sie ausschließlich Übungs-Defibrillationselektroden
10. Die mitgelieferte Kleidung darf nicht zerrissen oder zerschnitten werden.
11. Simulationsbedarf.de übernimmt keine Haftung für die Anwendbarkeit der QCPR-Funktion auf Ihrem Endgerät. Sie können die App „**QCPR Training**“ kostenlos im App Store von Apple und Google downloaden.
12. Setzen Sie, sofern Sie die QCPR-Technologie nutzen möchten, die mitgelieferten AA-Batterien an der Rückseite des Brustbeins vor Trainingsbeginn ein. Entnehmen Sie diese wieder nach Beendigung des Trainings.
13. Setzen Sie vor Beginn des Trainings eine neue Lunge ein. Entnehmen Sie nach Beendigung des Trainings die Lunge aus dem Phantom. Diese können Sie entsorgen.
14. Nutzen Sie für die Mund-zu-Mund- / Mund-zu-Nase-Beatmung Twinkskin-Einwegmasken. Die Verwendung von eigenen Mehrweg-Masken ist selbstverständlich möglich.
15. Reinigen Sie die Puppe nach jedem Tag nebelfeucht mit einer milden Seifenlösung (z.B. Spülwasser).

Kurzunterweisung und Bedienungsanleitung:  
<https://my.hidrive.com/share/1uyj8x8.if>

