

# Mietbedingungen für den Simulator 01

Freudenstadt, 01.07.2021

1. Der Mieter prüft direkt nach Erhalt den simulierten Patientenmonitor „Simulator 01“ (nachfolgend „Mietgegenstand“) samt Zubehör auf Funktion, Sauberkeit und Beschädigungen. Etwaige Mängel sind dem Vermieter noch vor dem ersten Einsatz per Telefon zu melden.
2. Der Mieter verpflichtet sich, sich das Schulungsvideo vor dem ersten Einsatz des Mietgegenstands anzusehen und seine Dozenten / Instrukturen / Schulungsteilnehmer entsprechend zu unterweisen.
3. Der Mieter hat dafür Sorge zu tragen, dass der Mietgegenstand samt Zubehör jederzeit sorgsam behandelt wird.
4. Achten sie beim Üben darauf, dass die Kabel nicht beschädigt oder zerschnitten werden.
5. Der Mieter haftet für alle Beschädigungen am Mietgegenstand, welche nicht durch Abnutzung zu erklären und während seiner Mietzeit entstanden sind - auch durch das von ihm beauftragte Personal, Schulungsteilnehmer oder Dritte. Beschädigungen sind dem Vermieter per E-Mail anzuzeigen.
6. Die am Mietgegenstand angebrachte Beschriftung darf nicht entfernt werden.
7. Eine Untervermietung, Überlassung oder sonstige Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen
8. Der Mieter verpflichtet sich den Mietgegenstand nur zweckgerecht einzusetzen.
9. Verwendungszweck ist das Darstellen von Notfallsituationen und das Trainieren von Basic bzw. Advanced Life Support.
10. Der Mietgegenstand darf nicht am echten Patienten eingesetzt werden.
11. Installieren oder löschen sie keine Apps.
12. Reinigen sie den Mietgegenstand nach jedem Tag nebelfeucht mit einer milden Seifenlösung (z.B. Spülwasser).

## Schulungsvideo:

<https://youtube.com/playlist?list=PLhOGUwAQfxc1f87oA5tuqik1-dlhBdeWZ>

